

Informations importantes pour les utilisateurs ! Veuillez en prendre connaissance avant d'utiliser les instruments



Recommandations générales !

La manipulation et l'entretien inadéquats des instruments, leur utilisation détournée ou l'apport de modifications peuvent les endommager ou entraîner leur défaillance. Il peut s'en suivre de graves blessures aux patients ou même leur décès.

Contrôler la présence d'éventuels dommages sur les instruments lors de leur livraison ; vérifier leur parfait état de fonctionnement.

Les instruments ne sont pas stériles lors de leur livraison et doivent être nettoyés et stérilisés par l'opérateur avant leur utilisation. En sont exclus, les produits portant la mention « stérile ».



Contrôles de sécurité

Manipuler tous les instruments avec le soin nécessaire. Contrôler visuellement chaque instrument avant toute utilisation. Prendre garde en particulier aux fissures, fractures, déformations et grippages ; vérifier également les parties tranchantes, piquantes, les extrémités, les fermetures, les rainures et toutes les pièces mobiles. Si l'instrument a été démonté, vérifier, sa bonne marche après remontage ainsi que le bon serrage de toutes les vis et des différentes parties.



Nettoyage, entretien et stérilisation

Nettoyer et désinfecter les instruments en profondeur aussitôt après leur utilisation. Veiller particulièrement aux endroits difficilement accessibles tels que parties tranchantes, piquantes, extrémités, fermetures et rainures. Les produits démontables doivent, en principe, être nettoyés à l'état démonté. Pour les instruments de chirurgie, n'utiliser que les produits de nettoyage préconisés. En ce qui concerne la concentration et le temps d'application de l'agent désinfectant, se reporter aux instructions du fabricant. Ne pas outre passer les instructions de manière à éviter la détérioration des instruments.

Lors du dernier nettoyage, rincer en profondeur avec de l'eau déminéralisée. Puis bien laisser égoutter les instruments et les sécher.

Après chaque nettoyage et avant stérilisation, appliquer une huile appropriée et physiologiquement neutre sur tous les instruments.

Tous les instruments articulés doivent être stérilisés en position ouverte. Nous recommandons pour la stérilisation d'utiliser l'autoclave ou le stérilisateur à air chaud. Dans ce but, prière de vous reporter aux instructions du fabricant.

Après stérilisation, laisser sécher tous les instruments à température ambiante ; ne pas employer de moyens de refroidissement supplémentaires. Ne pas rincer les instruments à l'eau froide pour les refroidir!



Manipulation et stockage

Stocker les instruments séchés, exempts de poussières à distance des produits chimiques. Éviter les variations de température et l'exposition directe aux rayons du soleil.

Prendre les mesures nécessaires pour éviter tout dommage lors du transport, du nettoyage, de l'entretien et du stockage.

Une utilisation non conforme conduit à l'exclusion de toute garantie !

L'observation des instructions pour son usage propre ne dégage personne de sa responsabilité. Chacun agit sous sa propre conscience du danger. Toute responsabilité de l'auteur de ces instructions est exclue.

Valable pour les produits de classe I



Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG
Danningen 9
78579 Neuhausen ob Eck Germany

Tel. +49 77 77-939530
Fax +49 77 77-1300

www.kohler-medizintechnik.de
info@kohler-medizintechnik.de